

# Loupe électronique CLOVER 10 Full HD



LOUPE ÉLECTRONIQUE GRAND FORMAT POUR LA LECTURE, L'ÉCRITURE, LES PETITS TRAVAUX MANUELS.

**La CLOVER 10 redonne accès à la lecture et l'écriture pour les personnes avec une DMLA ou un glaucome.**

- Ecran de 10" (25,4 cm de diagonale), inclinable
- Grossissement linéaire de x1 à X20 (selon mode d'utilisation)
- La lecture s'effectue avec la CLOVER 10 posée sur le document.
- L'écriture, les mots croisés, les petits travaux manuels sont réalisés avec le support (en option)
- La vision de loin ( musées, magasins) est possible en tenant la CLOVER à la main.
- Prise HDMI pour connexion sur écran informatique ou téléviseur



La CLOVER 10, spécialement conçue pour les seniors à vision basse, offre une polyvalence exceptionnelle dans chaque détail de son utilisation. Cette loupe électronique grand format est votre alliée idéale, que vous aimiez lire, écrire ou bricoler, en apportant grossissement et précision à chaque tâche.

Vous découvrirez combien il est facile d'adapter la CLOVER 10 à vos besoins grâce à



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique CLOVER 10 Full HD

son pied intégré, son support en option, ses deux caméras et sa sortie HDMI.

## **CLOVER 10, vidéo-loupe au grand écran**

Avec ses pieds repliés, la CLOVER 10 prend la taille compacte d'une tablette, la rendant facile à transporter pour les malvoyants. Facile à glisser dans votre sac ou votre sacoche, elle offre un grand écran de 25,4 cm de diagonale pour une lecture confortable où que vous soyez. Cette taille importante permet de lire confortablement des magazines, romans, lettres, tickets, etc.

Vous bénéficiez de ce qui se fait de mieux en termes de qualité d'image avec l'écran Full HD.

Sa haute résolution, sa netteté impeccable et sa fidèle restitution des couleurs garantissent un confort de lecture inégalé pour les seniors.

La sortie HDMI au format 1080p, permet une connexion facile à votre ordinateur ou télévision pour un affichage agrandi. Ainsi le grossissement est augmenté ou le champ visuel agrandi. Ceci est encore plus intéressant lorsque le support d'écriture est utilisé.

## **Le support de lecture / écriture**

Ce support innovant transforme votre loupe en un mini téléagrandisseur portable et léger, idéal pour gérer les défis visuels liés à la DMLA.

Ce support de lecture / écriture transforme la loupe pour DMLA en un mini téléagrandisseur transportable et léger. Lisez, écrivez ou bricolez confortablement avec les mains libres, grâce à cette conception pensée pour votre autonomie.

Ce support se déploie et se replie en un clin d'œil, vous permettant de passer rapidement à votre prochaine activité. Une fois les pieds repliés, insérez simplement la CLOVER 10 dans le support, qui la reconnaît automatiquement pour un usage immédiat.

Les LED s'illuminent automatiquement pour éclairer vos documents, facilitant la lecture et l'écriture .

Avec 17 cm d'espace sous l'écran, vous avez amplement de place pour vos mains et un stylo, assurant une ergonomie optimale.

## **CLOVER 10 avec vision de loin et mode miroir**

En complément de la caméra principale, située sous l'écran, pour lire et écrire (avec



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique CLOVER 10 Full HD

support en option), la CLOVER 10 comporte une seconde caméra située en haut de l'écran. Ce mode miroir, idéal pour des tâches personnelles comme le maquillage ou le rasage, rend cette loupe électronique encore plus indispensable au quotidien.

En mode vision de loin, activé dès que les pieds sont repliés, la CLOVER 10 vous permet de voir clairement des objets éloignés. Utilisez-la pour lire des affichettes dans les musées, vérifier les prix en supermarché ou consulter les horaires de bus, simplifiant toutes vos sorties.

## Le joystick pour déplacer l'image

Dotée d'un joystick, à l'instar de la CLOVER 7, la CLOVER 10 permet un déplacement fluide et précis à travers l'image agrandie. Que vous naviguez dans une image sauvegardée ou en visionnement direct, le joystick rend votre expérience fluide et pratique.


Les tâches de précision nécessitant un fort grossissement deviennent plus aisées, améliorant ainsi votre capacité à travailler minutieusement.



## Quelle est la meilleure loupe électronique pour moi?



Support de lecture / écriture en option



## CARACTÉRISTIQUES DE LA LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 10

- Ecran de 10" (diagonale 25,4 cm), haute résolution
- Vision de près (lecture, écriture), miroir et vision de loin (de 1 à 10m environ)
- **Grossissement de 2x à 32x** en position lecture avec écran incliné (Nouveauté Juillet 2022)
- Mode couleur réelle, 5 modes forts contraste (Noir / Blanc ; Blanc / Noir ; Jaune / Noir ; Blanc / Bleu ; Jaune / Bleu), 18 modes forts contraste complémentaires.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe électronique CLOVER 10 Full HD

## Sélection des modes couleur actifs au choix de l'utilisateur ( nouveauté Juillet 2022)

- Joystick de déplacement de l'image
  - Lignage, fenêtrage ajustables
  - Fonction localisateur
  - Contraste/luminosité ajustables
  - Eclairage à LED (ON, OFF)
  - Gel d'image et mémorisation (18 photos)
  - Pieds de lecture/écriture intégré
  - Connexion sur écran externe en Hdmi
- 
- Batterie Lithium-ion rechargeable
  - **Temps d'utilisation environ 4 h** (amélioration Juillet 2022), recharge complète en 5h
  - Poids : 678 g
  - L x P x H env. 245 x 200 x 22 mm
  - Taille écran : L 22 cm x H 13,5 cm

Support d'écriture en option. La CLOVER 10 devient alors un petit vidéo agrandisseur.

## LES POINTS FORTS DE LA CLOVER 10

- Un très grand écran pour une vidéo-loupe compacte
- Mode lecture, mode miroir et mode vision de loin
- L'inclinaison à 40° de l'écran pour lire sans douleur cervicale
- Son joystick de déplacement dans les images grossies
- Très compact et léger : 678g

**EN OPTION** : un support de lecture / écriture pliable, très pratique, transformant le Clover 10 en un mini télé-agrandisseur ultra léger.

Produit conseillé comme vidéo-loupe lors d'une DMLA, glaucome ou autre maladie de la vue entraînant une basse vision.

## Comment la loupe électronique Clover 10 peut-elle être utilisée au quotidien

Que ce soit pour lire le courrier, consulter des recettes de cuisine ou encore suivre les instructions d'un médicament, cette loupe électronique s'adapte à vos besoins personnels. Sa batterie longue durée et sa capacité à stocker des images pour les revoir plus tard vous offrent une autonomie et une flexibilité indispensables pour votre indépendance.

## La loupe électronique Clover 10 est-elle facile à utiliser pour les personnes



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe électronique CLOVER 10 Full HD

## âgées?

La CLOVER 10 dispose de gros boutons tactiles et d'une interface simple, ce qui rend son utilisation intuitive, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie. De plus, son support intégré et son écran inclinable permettent de l'ajuster selon les préférences de vision et de confort de chaque utilisateur.

A noter que l'insertion et le retrait du support nécessite un peu de dextérité des deux mains.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)