

# Loupe électronique CLOVER 5



UNE LOUPE ÉLECTRONIQUE POUR DMLA QUI REMPLACE AVANTAGEUSEMENT UNE LOUPE EN VERRE.


**La loupe électronique Clover 5 allie portabilité et performance pour une lecture confortable. Son design léger et ergonomique facilite la manipulation, tandis que son écran HD offre une image claire, idéale pour lire des textes et examiner des détails avec précision.**

Simple à utiliser, elle est parfaite pour améliorer le quotidien des personnes souhaitant une aide visuelle de qualité

- Grossissement de 1X à 20X,
- Ecran de 5" ( 12,7 cm) et prise pour connexion sur écran de télévision
- La CLOVER 5 s'utilise posée ou tenue par la poignée
- Légère, compacte, livrée dans une housse molletonnée
- 4 h d'autonomie

La loupe électronique Clover 5 allie portabilité et performance pour une lecture confortable. Son design léger et ergonomique facilite la manipulation, tandis que son écran HD offre une image claire, idéale pour lire des textes et examiner des détails avec précision. Simple à utiliser, elle est parfaite pour améliorer le quotidien des personnes souhaitant une aide visuelle de qualité

# Loupe électronique CLOVER 5



Découvrez votre nouvelle alliée pour une vision optimale : la Loupe Électronique Clover 5, conçue spécialement pour améliorer votre quotidien.

Spécialement adaptée pour les individus atteints de DMLA, la Clover 5 se distingue par sa facilité d'utilisation et son efficacité remarquable.

Plus légère et portable que les loupes traditionnelles, la Clover 5 offre une expérience de lecture confortable et accessible en tout lieu. Avec ses options de grossissement et de contraste ajustables, la Clover 5 garantit une expérience de lecture nettement améliorée.

## **CLOVER 5, loupe électronique multi usages**

La CLOVER 5 est une loupe électronique, recommandée en cas de [DMLA](#). Elle est toujours disponible afin de faciliter la lecture de courrier, livres et étiquettes, la visualisation de photos, etc.

Pesant seulement 200g, plus légère qu'un smartphone, la Clover 5 est facile à manipuler partout où vous allez. Facile à tenir à la main, elle remplace efficacement votre ancienne loupe en verre.

Facilement connectable à votre télévision via un câble Cinch, elle transforme votre salon en un espace de lecture optimal.

## **Une Journée avec la Clover 5**

### **Matinée de Détente**

Imaginez lire le journal au petit déjeuner sans le moindre effort, chaque matin. La loupe de lecture Clover 5, avec son grossissement ajustable de x2 à x20, vous permet de savourer chaque article, chaque mot, comme jamais auparavant. Les couleurs et le contraste ajustables assurent que même la lumière matinale basse n'est plus un obstacle.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique CLOVER 5

## **Après-midi de Loisirs**

Redécouvrez les joies des loisirs comme la couture, le bricolage et la philatélie, rendus à nouveau accessibles grâce à la loupe électronique Clover 5. Orientez simplement la Clover 5 pour agrandir les petits détails de vos hobbies préférés, les rendant faciles et agréables à pratiquer.

## **Soirée en Famille**

Partager des moments autour d'un album photo devient encore plus enrichissant et accessible avec la loupe Clover 5 pour séniors. La fonction de gel d'image permet de capturer chaque sourire, chaque souvenir, pour les observer en détail, transformant ainsi les souvenirs flous en images claires et précises.

## **Très simple d'utilisation**

Les fonctionnalités intuitives de la Clover 5 rendent son utilisation immédiatement évidente dès la première prise en main.

Avec ses larges boutons colorés, la loupe de lecture Clover 5 est spécialement conçue pour être facilement utilisée par les personnes avec une déficience visuelle, offrant des options de grossissement et de choix de couleurs simplifiés. Des appuis simultanés de deux boutons donnent accès à des fonctions complémentaires comme le déplacement dans une image gelée.

La CLOVER 5, loupe électronique compacte s'utilise à tous moments et en toutes circonstances quelque soit l'âge. Comme une loupe classique, elle se déplace au dessus du texte à lire. L'image sur l'écran est alors plus nette, plus grande, plus contrastée.

## **Loupe électronique Clover 5 : votre quotidien illuminé**

La loupe électronique Clover 5 n'est pas qu'un simple appareil ; c'est une fenêtre sur le monde pour les personnes malvoyantes, notamment les séniors atteints de DMLA.

Grâce à son écran LCD de 5 pouces et à ses fonctionnalités très facilement accessible, elle rend la lecture non seulement possible mais agréable.

Pesant seulement 200 g et dotée de l'écran de 5" (12,5 cm) , la CLOVER remplace très avantageusement une loupe en verre. Ces dernières ont classiquement un grossissement de X3 à X6 avec des lentilles en verre de faible diamètre. La loupe électronique offre une image "grossie" bien plus importante, sans déformation et



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique CLOVER 5

nette.

Un autofocus rapide, divers modes de visualisation et de contrastes, et un grossissement allant jusqu'à 20x, offrent une qualité d'image supérieure, répondant parfaitement aux attentes des utilisateurs malvoyants les plus exigeants atteints de DMLA, Glaucome ou autres maladies des yeux entraînant une basse vision.

Offrant jusqu'à 4 heures d'autonomie, la Clover 5 accompagne les seniors dans leur quotidien sans interruption fréquente pour la recharge. Enfin son design compact et léger permet de l'emporter partout, que ce soit à la maison ou en visite chez les amis et la famille.



**Quelle est la meilleur loupe électronique pour moi?**



## CARACTÉRISTIQUE DE LA LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 5

- Ecran de 5" , haute résolution
- Caméra autofocus, centrée
- Grossissement de 4x à 20x
- Poignée intégrée, repliable
  
- Couleurs réelles et modes à forts contraste
- Retour rapide à la couleur naturelle
- Contraste / luminosité de l'image ajustables
- Eclairage à LED (ON, OFF)
- Gel d'image
- Mémoire des derniers réglages

# Loupe électronique CLOVER 5

- Support intégré pour permettre l'écriture
- Connexion à un écran externe en Cinch
- Batterie Lithium-ion rechargeable
- Temps d'utilisation environ 4 h
- Arrêt automatique au bout de 3 minutes
- Poids : 200 g
- L x P x H env. 9 x 7 x 1,8 cm
- Garantie 2 ans

## LES POINTS FORTS DE LA CLOVER 5

- Permet la lecture en cas de basse vision, DMLA modérée,
- La poignée se replie sous l'écran
- **Facilité d'utilisation** pour les malvoyants de tous âges
- Sa légèreté : 200g !

Appareil conseillé comme vidéo-loupe pour DMLA

### **Comment la loupe électronique Clover 5 peut-elle aider les personnes atteintes de DMLA ?**

Grâce à son grossissement ajustable et ses combinaisons de couleurs en fort contraste, elle améliore significativement la clarté et le confort de lecture.

### **Est-ce que la loupe électronique Clover 5 est facile à transporter ?**

Absolument, sa conception légère et compacte la rend idéale pour une utilisation en déplacement. Elle est livrée avec une pochette molletonnée avec fermeture éclair afin de la protéger même dans un sac à main ou sac à dos.

### **La Clover 5 est-elle adaptée à tous les types de textes ?**

Oui, son grossissement flexible de 3x à 30x permet de lire une grande variété de textes présents sur les magazines et même les boîtes de conserve, les médicaments, les partitions de musique, etc.

### **Combien de temps puis-je utiliser la loupe sans la recharger ?**

La Clover 5 offre une autonomie de 4 h en utilisation prolongée pour une utilisation continue et sans souci tout au long de la journée. Elle s'utilise également connectée sur son chargeur pour des lectures encore plus longue à la maison.

### **Comment la fonction de gel de l'image fonctionne-t-elle ?**



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe électronique CLOVER 5

Elle permet de figer l'image à l'écran pour une lecture facilitée des détails sans devoir maintenir l'objet. Par exemple pour voir le prix sur une étiquette située en haut d'un rayonnage: vous tendez le bras, figer l'image, puis rapprocher la loupe de vos yeux pour lire le prix.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)