

# Loupe de lecture Amélie

LOUPE AMÉLIE : LA LECTURE AMÉLIORÉE EN CAS DE DMLA. MEILLEURE QU'UNE LOUPE EN VERRE, MÊME TAILLE, GROSSISSEMENT 3X, 6X ET 9X.

**Idéale pour les personnes âgées souffrant de DMLA, glaucome, ou cataracte, la Loupe de lecture Amélie facilite grandement et simplement la lecture**

- **Un seul bouton** pour choisir entre les grossissements 3x, 6x, 9x.
- **Légère**, ergonomique et dotée d'un écran de 11 cm **lumineux**,
- S'utilise **tenue à la main par sa poignée comme une loupe en verre**
- **Eclairage et batterie rechargeable intégrés**



Vous avez la **DMLA**, le glaucome ou la cataracte ?

La Loupe Amélie vous **redonne accès à la lecture** simplement, grâce à son design ergonomique, ses **3 grossissements** et son **écran lumineux**.

La "Loupe de lecture Amélie", nom inspiré d'une écrivaine bien connue, est le symbole de l'élégance et de l'intellect.

Avec la Loupe Amélie, chaque **texte est lisible** et chaque **image plus claire**, faisant d'elle votre appareil quotidien incontournable pour **la lecture**.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe de lecture Amélie

## L'innovation et le confort de la Loupe Amélie

Oubliez les anciennes loupes en verre ; la Loupe de lecture **Amélie** vous offre une avancée technologique significative pour **une lecture sans effort**.

Tout en conservant une **ergonomie familière de loupe à main**, elle offre une **qualité d'image supérieure, plus de contraste, 3 grossissements** et une clarté inégalée.

**Légère** et intuitive, la Loupe Amélie est **facile à déplacer sur un document** et parfaite même lors de longues périodes d'utilisation.

## Technologie de pointe pour une vision claire

Grâce à sa technologie avancée, **caméra, traitement d'image et écran LED**, la Loupe Amélie dépasse les loupes classiques en verre pour vous offrir une visibilité nettement améliorée.

Son éclairage LED du document et son écran de haute qualité offrent un **meilleur contraste** et une luminosité augmentée, **réduisant votre fatigue oculaire** et rendant la lecture plus agréable.

## Découvrez la polyvalence de la Loupe de lecture Amélie.

Un de ses plus grands atouts ?

La Loupe Amélie **s'ajuste à vos besoins** en offrant **3 niveaux de grossissement** pour une vision parfaite.

Que ce soit **pour lire de petits caractères** ou **observer des détails**, les options de grossissement X3, X6, X9 de la Loupe Amélie s'adaptent parfaitement à toutes vos tâches de lecture et d'observation.

Elle surpasse ainsi les **loupes traditionnelles en verre qui offrent un seul niveau de grossissement fixe**, souvent de l'ordre de 3x.

## Un appariel de lecture quotidien

Conçue pour être **utilisée tous les jours**, la Loupe électronique Amélie est un outil pratique et fiable sur lequel vous pouvez toujours compter.

Sa **facilité d'utilisation**, combinée à sa **performance supérieure**, en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs activités de **lecture** et maintenir leur **autonomie** malgré les défis visuels ou la DMLA.

En somme, la **Loupe de lecture Amélie est bien plus qu'une simple loupe**.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)


01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe de lecture Amélie

Elle est la pionnière des loupes électroniques, conçue pour améliorer l'accessibilité visuelle et offrir un confort et une clarté sans précédent, spécialement pour les personnes âgées ayant des difficultés visuelles, de la DMLA, de la cataracte, etc.

Grossissements



3X



6X



9X



## CARACTÉRISTIQUE DE LA LOUPE ÉLECTRONIQUE AMÉLIE

- Ecran de 11 cm de diagonale, lumineux
- Caméra centrée par rapport à l'écran
- Grossissement de 3x , 6x et 9x
- Poignée intégrée ergonomique
  
- Couleurs réelles claires et lumineuses
- Eclairage du document grâce aux LED intégrées)
  
- Batterie Lithium-ion rechargeable
- Prise USB C pour la recharge
- Autonomie en utilisation, environ 2 h
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Poids : 145 g
- L x P x H env. 18 x 14 x 3 cm
- Garantie 1 an

Loupe préconisée en cas de DMLA, et maladie de la vue nécessitant un grossissement supérieur à celui des loupes de lecture en verre.

## LES POINTS FORTS DE LA LOUPE DE LECTURE AMÉLIE

- Améliore la lecture des personnes atteintes de DMLA
- Une poignée ergonomique avec l'unique bouton au bout



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe de lecture Amélie

- Facilité d'utilisation pour les malvoyants de tous âges, à la maison, dans les commerces, etc.
- Bonne qualité d'image et prise en main rapide
- Une loupe de lecture électronique légère

## **Comment ajuster le grossissement sur la Loupe de lecture Amélie ?**

L'unique bouton situé sur la poignée permet par des appuis successifs, la mise en marche avec zoom de 3X, puis 6x, puis 9x, puis arrêt

## **Quelle est l'autonomie de la batterie de la Loupe Amélie, et comment la recharger ?**

L'autonomie de la loupe Amélie, en usage continu, est de 2 h environ. A noter que la loupe passe en veille automatiquement au bout de 10 minutes si elle n'est pas manipulée.

La recharge s'effectue simplement grâce à un câble USB C et un chargeur 5 V USB de type de ceux utilisés pour les téléphones.

## **Comment la Loupe Amélie améliore-t-elle la lecture pour les personnes atteintes de DMLA ou d'autres troubles visuels ?**

La loupe Amélie augmente le grossissement, le contraste et la luminosité des textes et photos regardés ce qui représente le principal besoin observé chez les personnes souffrant de DMLA.

## **Peut-on utiliser la Loupe de lecture Amélie pour des activités autres que la lecture, comme regarder des photos ou des objets ?**

La lecture est bien sûr l'usage principal, mais il est tout aussi agréable de regarder des photos, des boîtes de conserves, des claviers de téléphone, etc. Il est juste recommandé de maintenir la loupe Amélie à une distance d'environ 2 cm des objets pour obtenir une image nette et contrastée.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**