

Loupe électronique MANO 5



LOUPE ÉLECTRONIQUE MANO 5 : VOTRE ALLIÉE AU QUOTIDIEN CONTRE LA DMLA

La MANO 5 est simple d'utilisation, légère et agréable à manipuler avec sa poignée. Cette loupe électronique s'utilise toute la journée, partout (magasin, maison, école, loisir, etc.).

La lecture sur l'écran, en fort contraste est plus rapide et confortable que sur une loupe optique classique.

- La MANO 5 s'utilise posée sur le document ou tenue à la main par la poignée
- Grossissement de 1X (tenue à la main) à 20X (posée sur le document),
- Ecran de 5" soit 12,7 cm et prise pour connexion sur un écran de télévision
- Légère, compacte, livrée dans une housse molletonnée
- 4 h d'autonomie



Lorsque les loupes classiques en verre ne vous suffisent plus pour la lecture, optez pour la loupe électronique MANO 5, une loupe électronique légère spécialement conçue pour faciliter la lecture en cas de basse vision.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 5

Conçue pour améliorer la qualité de vie des seniors malvoyants, la loupe pour DMLA MANO 5 est une aide à la lecture incontournable pour ceux atteints de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age.

Confort de lecture pour les malvoyants

La loupe de lecture pour malvoyants MANO 5 transcende les loupes en verre classiques en vous offrant une super loupe qui dépasse toutes vos attentes en termes de grossissement et de confort.

Échappez aux limitations des loupes en verre classiques qui offrent un grossissement de X3 à X6, avec la loupe de lecture MANO 5, offrant un grossissement flexible de 1x à 20x, conçu sur mesure pour répondre précisément à vos besoins de vision.

Grâce à son écran de 5 pouces la loupe électronique MANO 5 offre une vision nette et contrastée, facilitant la lecture pour les personnes atteintes de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age, de glaucome ou d'autres troubles visuels.

Légèreté et facilité d'utilisation

La MANO 5, une loupe électronique légère de **moins de 200 grammes**, allie parfaitement ergonomie et confort pour les seniors malvoyants.

La MANO 5, avec sa poignée ergonomique, est conçue pour être aussi naturelle à tenir qu'intuitive à utiliser, vous permettant de vivre avec la DMLA sans compromettre votre indépendance.

Que vous vérifiez les prix en magasin ou que vous vous plongiez dans votre roman préféré à la maison, la poignée intégrée de la loupe MANO 5 facilite chaque tâche, adaptée à tous vos moments de lecture.

Posée sur un document, poignée repliée, les possibilités de grossissements et de contrastes vous apportent un confort de lecture sans tenir la loupe à la main.

La loupe pour DMLA MANO 5 est conçue pour être utilisée sans peine, grâce à son design intuitif et ses commandes simplifiées, garantissant que même ceux peu familiers avec la technologie peuvent l'adopter facilement.

Avec jusqu'à 4 heures d'autonomie et un éclairage LED ajustable, la MANO 5 s'adapte à tout environnement, répondant ainsi parfaitement à vos besoins, quel que soit le moment de la journée.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)


01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 5

Une Qualité Visuelle Incomparable

La loupe MANO 5 surpasse les loupes traditionnelles en offrant une image grossie, claire et contrastée sur une plus grande surface, sans aucune déformation, pour une vision nette et confortable. Cette technologie fait de la loupe électronique MANO 5 un outil essentiel pour les malvoyants qui cherchent à conserver une vie quotidienne autonome et enrichie, en toute indépendance.

Grâce à sa **mise au point rapide** qui assure une **image toujours nette**, ses multiples modes de visualisation et de **contrastes**, et un **grossissement allant jusqu'à 20x**, la MANO 5 répond spécifiquement aux besoins variés de ceux atteints de DMLA, de glaucome, ou d'autres troubles visuels entraînant une basse vision.



Quelle est la meilleur loupe électronique pour moi?



CARACTÉRISTIQUE DE LA LOUPE ÉLECTRONIQUE MANO 5

- Ecran de 5" , 12,7 cm de diagonale, haute résolution
- Caméra autofocus, centrée
- Grossissement de 4x à 20x
- Poignée intégrée, repliable



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 5

- Couleurs réelles et modes à forts contraste
 - Retour rapide à la couleur naturelle (appui long sur le bouton des couleurs)
 - Contraste / luminosité de l'image ajustables
 - Eclairage du document à LED, avec possibilité de l'éteindre (visualisation d'écran ou de téléphones)
 - Fonction gel d'image
 - Mémorisation automatique des derniers réglages
-
- Petit support intégré pour faciliter l'écriture
 - Connexion à un écran externe type téléviseur via une prise Cinch (jaune)
 - Batterie Lithium-ion rechargeable
 - Temps d'utilisation environ 4 h
 - Arrêt automatique au bout de 3 minutes
 - Poids : 199 g sans la poignée
 - L x P x H env. 9 x 7 x 1,8 cm
 - Garantie 2 ans

Loupe préconisée en cas de DMLA, et maladie de la vue nécessitant un grossissement supérieur à celui des loupes de lecture en verre.

LES POINTS FORTS DE LA LOUPE DE LECTURE MANO 5

- Améliore la lecture des personnes atteintes de DMLA
- La poignée se replie facilement sous l'écran
- Facilité d'utilisation pour les malvoyants de tous âges, à la maison, dans les commerces, etc.
- Bonne qualité d'image et prise en main rapide
- Une loupe légère de 200g

Comment la MANO 5 facilite-t-elle la lecture dans différents environnements lumineux?

La loupe MANO 5 est équipée d'un éclairage LED qui éclaire de façon homogène le document quelque soit la lumière ambiante.

Ainsi, que vous lisiez sous une lumière vive ou dans un environnement plus sombre, la loupe électronique le texte est toujours lisible sur l'écran pour une lecture confortable et sans éblouissement.

Comment la loupe électronique MANO 5 peut-elle aider à améliorer la lecture pour quelqu'un avec la DMLA?

Avec un écran de 5 pouces qui offre un **grossissement réglable de 1x à 20x** et des **images nettes et contrastées**, cette loupe électronique permet une lecture détaillée sans fatigue



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 5

visuelle, même sur de longues périodes.

Quelle est l'autonomie de la batterie de la MANO 5 ?

La loupe MANO 5 offre une autonomie de 4 heures maximum en utilisation continue, ce qui est idéal pour lire, faire des courses, ou participer à des activités sociales.

Pour une meilleure longévité de la batterie, nous vous conseillons de la recharger avant qu'elle ne soit complètement déchargée, dès que cela vous est possible.

La MANO 5 est-elle adaptée pour tous les types de documents imprimés?

Absolument, la MANO 5 est conçue pour fonctionner efficacement avec une variété de documents imprimés, des livres et magazines, aux étiquettes de produits et courriers. Les réglages de contraste et de luminosité ajustables permettent de personnaliser l'affichage selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr