


# Moni Loupe



UNE VIDEO-LOUPE AVEC SON ÉCRAN DÉPORTÉ, SIMPLE, LÉGÈRE POUR LIRE CHEZ SOI, AVEC UNE DMLA .

**Moni Loupe est de la taille d'une souris d'ordinateur, se pose et se déplace sur le document aisément. Un écran de taille raisonnable de 7" ou 10" visualise le texte grossi. Utilisable par toute personne atteinte de DMLA ou de maladie nécessitant un grossissement.**

- Affichage sur un écran de 18 cm (7") ou 25 cm (10 ")
- Mode image en couleur naturelle
- Mode lecture en fort contraste en Noir / Blanc ou Blanc / Noir, Jaune / Noir et Bleu / blanc
- Très simple de manipulation



Cette vidéo-Loupe électronique permet de lire un magazine, un livre, un journal, une notice de boîte de médicament directement sur l'écran posé juste devant .

Vous déplacez alors la caméra souris sur le document que vous souhaitez consulter : livre, magazine, courrier, etc... Les roulettes situées sous la souris assurent un déplacement guidé qui facilite la lecture en suivant une ligne.

## **Vidéo loupe Moni Loupe : Le confort de lecture pour les malvoyants**

La vidéo loupe Moni Loupe est spécialement conçue pour les personnes âgées



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Moni Loupe

malvoyantes, souvent atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Son écran séparé de 7 ou 10 pouces offre une grande flexibilité d'utilisation. Idéale pour les personnes ayant une faible acuité visuelle, elle est simple à utiliser à la maison et parfaite pour les séniors.

La caméra souris, déportée de l'écran facilite l'utilisation de la loupe dans certains cas où l'ergonomie d'une loupe électronique ou d'un télé agrandisseur ne convient pas à la personne âgée malvoyante.

La souris a une forme compacte et ergonomique (comme une souris d'ordinateur). Sa prise en main est optimale (taille de la souris : 13 x 6,9 x 6,4 cm). Il vous suffit de poser la main dessus tout naturellement.

La Moni Loupe est facile à manier grâce à ses 4 roulettes situées sous la souris loupe, facilitant la glisse sur la page et le guidage le long des lignes.

## **Une vidéo loupe de conception pratique et légère**

La Moni Loupe se distingue par son design transportable et léger. Cette vidéo loupe est facile à emporter, ce qui la rend idéale pour lire des documents à domicile ou en déplacement.

Grâce à son écran séparé, elle s'utilisée comme une souris pour naviguer sur différents documents, ce qui facilite la lecture de programmes TV, de factures, de relevés bancaires ou encore de boîtes de médicaments.

## **Avantages pour les personnes malvoyantes**

La Moni Loupe apporte une simplicité d'utilisation à la maison. Sa fonction de grossissement permet aux utilisateurs de lire des textes avec aisance.

En outre, le choix entre deux tailles d'écran donne la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à chaque utilisateur. La vidéo loupe s'adapte parfaitement aux personnes malvoyantes qui souhaitent retrouver une autonomie et une indépendance dans leurs tâches quotidiennes.

## **Fonctionnement simple et intuitif de la vidéo loupe**

Le mode "souris" de la Moni Loupe permet de naviguer facilement sur des documents.

Cette vidéo loupe est idéale pour la lecture de courriers, de journaux, de livres, et de nombreux autres supports. Son écran séparé offre plus de flexibilité, et elle est compatible avec plusieurs accessoires pour améliorer son utilisation. La personne



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Moni Loupe

malvoyante aura un excellent confort de lecture sur l'écran situé juste devant elle, proche du document consulté.

L'image du document, les caractères, sont alors grossis de 6,5 x à 25 x sur l'écran de 7" et de 9 x à 36 x sur l'écran de 10 ". Le choix du grossissement s'effectue par un bouton situé sur le dessus de la vidéo loupe souris.

L'image peut être affichée selon différents modes selon le besoin. Le mode " image naturelle" est apprécié pour regarder des photos et images. Les modes en " fort contraste" , noir / blanc ou inverse, sont préférés pour la lecture, surtout en cas de DMLA.

Le bouton marche / arrêt de la caméra est situé sur le coté gauche de la souris électronique.



## CARACTÉRISTIQUES DE LA MONI LOUPE ÉLECTRONIQUE

- Grossissement
  - de 6,5 x à 25 x sur l'écran de 7"
  - de 9 x à 36 x sur l'écran de 10 "
- Largeur maximum de texte vu par la caméra: 24 mm
- 7 modes d'affichage: couleurs réelles, fort contraste avec caractères Noir / fond Blanc et inverse, Jaune / fond noir et inverse, Bleu / fond blanc et inverse
- Fonction de gel d'image
  
- Ecran 7 " , diagonale de l'image 17,5 cm, largeur 15,5 et hauteur 8,7 cm
  - Dimension : 17,5 x 134 x 4 cm
  - Poids : 460 g
  - Alimentation sur secteur par le bloc alimentation 5 V fourni (220V –

# Moni Loupe

- 240 V)
- Ecran 10 " , diagonale de l'image 25,4 cm, largeur 22,4 et hauteur 12,6 cm
  - Dimension : 25 x 16,5 x 4 cm
  - Poids : 640
  - Alimentation sur secteur par le bloc alimentation 5 V fourni (220V – 240 V)
- Caméra souris
  - Dimension 6 x 12 x 6,4 cm
  - Poids : 127 g
  - Alimentation sur secteur par le bloc alimentation 5 V fourni (220V – 240 V)
- Connexion possible sur les téléviseurs possédant une entrée vidéo de type Cinch (la prise est jaune), transformant la loupe en téléagrandisseur. Les grossissements sur un écran de 19 " ( 48 cm) vont alors de 17 x à 68 x.

## **La Moni Loupe est-elle facile à utiliser ?**

Oui, elle est conçue pour être simple et intuitive, idéale pour les séniors et les personnes malvoyantes. La caméra a la forme d'une souris d'ordinateur et l'utilisateur pose sa main dessus.

## **Quels types de documents peut-on lire avec la Moni Loupe ?**

Vous pouvez lire des programmes TV, des factures, des relevés bancaires, et des boîtes de médicaments, entre autres.

## **La Moni Loupe est-elle transportable ?**

Grâce à son design léger qui la rend facile à transporter pour des lectures d'appoint à domicile ou en déplacement, vous pouvez la transporter tous les jours.

## **Est-ce que la Moni Loupe a une fonction OCR ?**

Non, elle n'a pas de fonction OCR qui permette de lire vocalement le texte. pour cela la CLOVER BOOK ou le VOXIVISION sont recommandés. La Moni Loupe se concentre sur le grossissement et la lecture de documents physiques.

## **Comment fonctionne la Moni Loupe ?**

Elle fonctionne comme une souris, avec un petit écran séparé, permettant de naviguer sur différents documents pour faciliter la lecture.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**